

HER BENYTTES SAGEWASH™ SANITIZER

- Fødevarerindustrien
- Landbruget
- Badefaciliteter og toiletter
- Hoteller
- Wellness centre og spabade
- Omklædningrum
- Campingpladser
- Daginstitutioner og skoler
- Militære faciliteter
- Poolområder og svømmehaller
- Fængselsfaciliteter
- Sportsfaciliteter
- Væddeløbsbaner
- Fitnesscentre
- Idrætsklubber
- Friske og frosne fiskefaciliteter
- Lastbiler og dyretransporter
- Dyreklinikker og dyrehospitaler
- Hunde og katte kenneler/pensioner
- Hestebokse, trailere og stalde
- Zoologiske haver
- Køleindustrien
- Pelsdyravlere
- Hvor urin og skrald giver lugtgener
- Til bekæmpelse af grønne belægninger

FORDELE VED SAGEWASH™ SANITIZER

- pH-neutral
- Ødelægger ikke overflader og udstyr
- Præcis dosering – hver gang
- Slut med for-blanding af kemikalier
- Intet overforbrug – intet spild
- Passer til alle vandtilslutninger
- Ingen blegepletter
- Dræber bakterier – vira – mug – alger
- Effektiv mod lugte
- Nem at bruge – igen og igen
- Spar vand – intet efterskyl
- Spar arbejdstid
- Spar penge – under 3 øre pr. liter
- Skånsom mod miljøet
- Ingen skadelige rester
- Lang holdbarhed på tabletter

EasySan ApS
Elsensbakken 33-35
3600 Frederikssund
T +45 70 26 24 21
F +45 70 26 24 23
M info@easysan.eu



EasySan har forhandlernet i Danmark,
Finland, Norge, Schweiz og Sverige.

Læs meget mere på
www.easysan.eu

**Sagewash
Sanitizer**
THE ULTIMATE LOW PRESSURE SANITIZING SYSTEM

**100 %
GARANTERET
DESINFEKTION**



- **Automatisk dosering**
- **Tidsbesparende**
- **Nem og sikker at bruge**
- **Miljøvenlig**
- **Meget økonomisk**

SKÅNSOM
OG MILJØ-
NEUTRAL

IMPONERENDE EFFEKTIV OVERRASKENDE ØKONOMISK

Sagewash™ Sanitizer er det ultimative desinfektionssystem. Via patenteret teknologi og automatisk dosering, er du sikker på at få den optimale desinfektion hver gang, samtidig med at løsningen er pH-neutral og uden skadelige rester. Sagewash™ Sanitizer er gennemtestet, godkendt og skånsom mod miljøet. Systemet vil spare dig for penge, tid og arbejdsindsats, men vigtigst af alt vil det give dig et langtidsholdbart desinfektionssystem.

ØJEBLIKKELIG DESINFEKTION

Sagewash™ Sanitizer desinficerer øjeblikkeligt faciliteter, overflader og udstyr ved kontakt. Opløsningen er bionedbrydelig og fuldstændig sikker for mennesker, dyr og planter.

Sagewash™ Sanitizer pistolen er handy, enkel at tage i brug, og doseringen er automatisk. Den specialudviklede klortablet opløses løbende og blandes direkte med vand via det patenterede system, der leverer en opløsning med hypoklorsyre, der er op til 120 gange mere effektiv end traditionelle flydende klorprodukter. Opløsningen er pH-neutral, mild og ufarlig.

Hypoklorsyre er et af de mest effektive desinfektionsmidler mod patogener. Indenfor sekunder elimineres bakterier, vira og sporer – nemt, effektivt og sikkert.

MILJØVENLIG LØSNING

Sagewash™ Sanitizer leverer en dokumenteret skånsom og miljøvenlig opløsning. Der er et minimumsforbrug af kemikalier, intet overforbrug og spild. Opløsningen efterlader ingen skadelige rester, og der skal ikke skylles efter med vand. Det sparer både vand, penge og en hel arbejdsdag.

Hypoklorsyre har været anvendt til rengøring og desinfektion i årtier og med Sagewash™ Sanitizer er det nu både nemt, sikkert, effektivt og billigt at desinficere.

UNDER 3 ØRE PR. LITER

Udgiften ved brug af Sagewash™ Sanitizer er en blanding af tablettens pris og det vand, der anvendes. En tablet rækker til mere end 4.000 liter desinfektionsmiddel og koster under 100 kroner. Det svarer til uafbrudt kontinuerlig desinfektion i de ca. 3½ time hver tablet virker. Prisen pr. liter desinfektionsmiddel er dermed under 3 øre.

SÅ NEMT ER DET

Med Sagewash™ Sanitizer er det nemt at desinficere. Der kræves ikke nogen installation, kun tilslutning til en almindelig haveslange. Systemet virker med både koldt og varmt vand (60°).

Sagewash™ Sanitizer er tidsbesparende. Der skal ikke blandes og håndteres kemikalier og risikoen for fejl dosering og overforbrug elimineres. De komprimerede tabletter er sikre at håndtere og lægges let ned i beholderen. Den ergonomiske pistol gør det nemt at spraye på de ønskede områder – også de besværlige steder – og stoppe igen.

Med Stop & Go-teknologien kan du dræne Sagewash™ Sanitizer på under 30 sekunder. Du kan med andre ord bruge den, dræne den – og bruge den igen og igen til ca. 3½ timers effektiv desinfektion uden at skifte tablet i beholderen. Tabletterne er specialudviklede og har en lang holdbarhed.

SÅ NEMT
ER DET



LÆG TABLETTEN I

Tabletten lægges i beholderen, som skrues fast på pistolen med håndkraft. Herefter skal tabletten ikke håndteres mere.



TILSLUT OG AKTIVER

Vandslangen tilsluttes, aftrækkeren aktiveres og justeringsdysen indstilles til den ønskede spredning.



DESINFICER

Desinficer det ønskede område. Opløsningen er pH-neutral, uden skadelige rester og skal ikke skylles af med vand efter brug.

- Dræber bakterier, vira og sporer
- Fjerner grønne belægninger
- Eliminerer mug og skimmelsvamp
- Effektiv i miljøer hvor bakterier og skrald giver lugtgener
- ORP-niveau på minimum 750 millivolts betyder øjeblikkelig eliminering af patogener

DOKUMENTERET NEUTRAL, EFFEKTIV OG SIKKER

Sagewash™ Sanitizer er gennemtestet, vurderet og godkendt til desinfektion. Løsningen er sikker, harmløs og dokumenteret mild overfor mennesker, dyr og planter, men dødelig overfor bakterier, vira og sporer.

Chemtox-Trotters, Skandinavien's største og førende rådgivningsfirma indenfor kemikalier, har foretaget faglige vurderinger af den opløsning, Sagewash™ Sanitizer producerer ved brug og fastslår:

- At Sagewash™ Sanitizer ikke indeholder:
- Organiske opløsningsmidler
 - Allergifremkaldende stoffer
 - Kræftfremkaldende stoffer
 - Stoffer der kan påvirke reproduktionsevnen.

Sagewash™ Sanitizer er nu også testet hos the Food Hygiene Department of Campden Technology Ltd (Campden BRI) for at opfylde testkravene i EN1276:1997. Sagewash™ Sanitizer er i henhold til teststandarden fundet effektiv overfor følgende ved desinfektion på rengjorte overflader: Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae og derudover Listeria monocytogenes, Methicillin Resistant Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Escherichia coli O157:H7 og Salmonella Typhimurium.

Læs alle tests, vurderinger og rapporter på www.easysan.eu